



CEDERROTH

Eye Wash Station

Cederroth Ögondusch öppnas i samma stund som du vrider den ur hållaren. Det innebär att sköljningen kan påbörjas omedelbart!

Cederroth Ögondusch – bevisat mer effektiv än koksaltlösning vid stänk från alkalier och syror. Cederroth Ögonduschstation är designad för att det ska gå fort att få hjälp. Stationen innehåller 2 flaskor som öppnas automatiskt när de vrids ur hållarna. Flaskorna är utformade så att ögat sköljs med ett rikligt flöde i cirka 1,5 minut.

4,5 års hållbarhetstid. Buffrad vätska ökar chansen att rädda ögonen. Cederroth Ögondusch verkar för att neutralisera ögats pH-värde, dvs den har en neutraliserande effekt på stänk av alkalier och syror vilket ger snabbare resultat än en vanlig koksaltlösning. Effekten är generellt starkare på alkalier än syror.

Stationen är också utrustad med en Salvequick Plåsterautomat. Plåstren i vår automat dras nedåt för att undvika att man smutsar eller blöder ner övriga plåster. Plåsterrefillerna sitter fastlåsta i automaten för att säkerställa att de inte försvinner. De tomma refillerna lossas enkelt med en specialnyckel.



Unik form!

Cederroth Eye Wash Station REF 721500

Mått: B 29 x H 56 x T 12 cm

2 Cederroth Ögonduschflaskor à 500 ml (REF 725200)

1 Salvequick Plåsterautomat inkl.

1 (x 45) Plastplåster (REF 6036)

1 (x 40) Textilplåster (REF 6444)

1 Ögondusch-instruktion

1 Refillnyckel

* Plasten i Cederroth Eye Wash Station är från sommaren 2025 tillverkad av >87% återvunnen plast.



Orkla Wound Care AB (Svetsarvägen 15), Box 1336, SE-171 26 Solna, Sverige
Tel +46 (0)8 590 963 25, firstaid@cederroth.com www.cederroth.com