



FØRSTEHJELP
**Offentlige
miljøer**



På hver avdeling

CEDERROTH First Aid Station

Grunnenheten i førstehjelpsberedskapen.

Cederroth First Aid Station inneholder produkter for å kunne håndtere flere typer skader, og kan også enkelt tilpasses til forskjellige førstehjelpsbehov.

- Oversiktlig
- Enkel å bruke
- Enkel å fylle

Soft Foam Dispenser

Cederroth Soft Foam Bandage Beige er et elastisk selvheftende plaster for maksimal bevegelighet.



Skann QR-koden for å se en instruksjonsfilm om Cederroth First Aid Station.



Cederroth First Aid Station

REF 51011026

Mål: B 29 x H 56 x D 12cm

- 2 Cederroth 4-in-1 Blodstopper (REF 1910)
- 3 Cederroth 4-in-1 mini Blodstopper (REF 1911)
- 1 (x 2) Cederroth Burn Gel Dressing (REF 901900)
- 1 Cederroth Eye & Wound Cleansing spray, 150 ml (REF 726000)
- 1 Cederroth Soft Foam Dispenser inkl. Soft Foam Beige, 2 m x 6 cm (REF 51011019)
- 1 Salvequick Plasterautomat inkl.
 - 1 (x 45) Salvequick Plastplaster (REF 6036)
 - 1 (x 40) Salvequick Tekstilplaster (REF 6444)
- 1 (x 20) Salvequick Sårvaske (REF 323700)
- 1 Cederroth Beskyttelsespakke (REF 2596)
- 1 Førstehjelpsinstruksjon
- 1 Refillnøkkel



Skole og kontor

Arbeid i et kontormiljø er ikke helt risikofritt. Fallskader er vanlige kontorulykker på grunn av glatte gulv, snubling i gjenstander eller fall på is utendørs. På skolene er tresløyd, håndarbeid, matstell, kjemikalier og gym aktiviteter som høyner risikoen. Når du vurderer behovet for førstehjelpsutstyr er antall elever og type undervisning en del av bildet. Veivisningsskilt til førstehjelpsstasjoner er også viktig.

Skarpe verktøy og papirkutt

Typisk kontorarbeid omfatter bruk av skarpe kniver, sakser, papirkuttere og lamineringsutstyr osv., derfor anbefaler vi å ha forskjellige typer plaster og bandasjer tilgjengelig.

Brannskader

Varmt vann og varm mat på kjøkkenet og under husstelltimer innebærer mange varme overflater.

Kjemikalier

Kjemikalier brukes ofte i kontorer og skoler, selv om vi ikke er så bevisste på det for eksempel i kjøkken, kjemi eller andre praktiske fag. Rengjørings- og vedlikeholdsarbeid involverer sterkt etsende rengjøringsmidler for kjøkken, oppvaskmaskin, ovn og bad/wc. Hvis man ved et uhell får disse i øynene, er det viktig å starte skylling av øynene umiddelbart.

Barnelek i skolegård eller natur

Barn som leker i skolegården eller i naturen kan være uheldige og skade seg med f.eks. et kutt og skrubbsår på knær, forstuet ankel eller brannskader fra bål.



Skan QR koden for å lese mer om de ulike bransjene

CEDERROTH Skilt

Etterlysende markeringsskilt bør settes opp for å vise hvor førstehjelpsutstyret er plassert.


- Dobbeltsidig • Etterlysende • 20 x 20 cm



Skilt Førstehjelpskors
REF 1738



Skilt Retningspil
REF 1735



Skilt Øyedusj
REF 1740

Skiltholder, REF 1750

Selvklebende skiltholder i plast for montering som flaggskilt.



CEDERROTH Soft Foam Bandage 2-in-1 Dispenser

Nyhet!

Nå med to ruller i ulike bredder.

- To bredder for fleksibel sårbehandling (6 cm x 4,5 m og 3 cm x 4,5 m)
- Enkel å bruke
- Integrert skjærekniv
- Lett å se når man behøver fylle på
- Låst dispenser som enkelt åpnes med refillnøkkel



Cederroth Soft Foam Bandage 2-in-1 Dispenser
REF 510004108

Mål: B 14,5 x H 12 x D 14 cm

I Cederroth Soft Foam Bandage Blue 6 cm x 4,5 m (REF 51011010)
I Cederroth Soft Foam Bandage Blue 3 cm x 4,5 m (REF 51011022)

Erstatter REF 51011024.



reddot winner 2025
innovative design



Cederroth Soft Foam Bandage Blue
6 cm x 4,5 m, REF 51011010

Passer på alle mindre sår. Finnes også i beige og sort.



Cederroth Soft Foam Bandage Blue
3 cm x 4,5 m, REF 51011022

Passer for fingre og tær. Lett å legge rundt små hender eller når du har et mindre sår. Finnes også i beige.

Cederroth Soft Foam Bandage:

- Bandasjen passer på alle typer små sår, uavhengig av varme, kulde - vått eller tørt, og den blir sittende på også i vann.
- Et selvheftende limfritt plaster som ikke kleber seg fast i hud, hår eller sår
- Lateksfri

CEDERROTH Wound Care Dispenser

- Det meste av det du trenger for å håndtere mindre sårskader i en praktisk dispenser
- Smart tilleggprodukt til annet førstehjelpsutstyr



Cederroth Wound Care Dispenser
REF 51011006

Mål: B 30 x H 19 x D 14cm

I (x 40) Salvequick Sårvask (REF 3227)
I Cederroth Soft Foam Bandage, 4,5 m (REF 51011010)
I (x 40) Salvequick Tekstilplaster (REF 6444)
I (x 45) Salvequick Plastplaster (REF 6036)
I (x 21) Salvequick Tekstilplaster (REF 6470)
I Refillnøkkel



Sårvask
Med 40 stk
sårservietter

**Integrert Soft Foam
Bandage Dispenser**
Med 4,5 meters rull

3 plasterrefiller
Varer lenger

* Plasten i Cederroth Førstehjelpsstasjoner og Dispensere vil fra sommeren 2025 være produsert av >92% gjenvunnet plast.

Til kjøkken

CEDERROTH First Aid Burn Station

Førstehjelpstasjonen for alle som arbeider innenfor yrker med høy risiko for brannskader og kuttsår, for eksempel kokker.

Cederroth Burn Gel

Gir rask avkjøling og effektiv smertelindring ved forbrenning

Soft Foam Dispenser

Elastisk selvheftende plaster for maksimal bevegelighet

Cederroth Burn Cover

Beskytter og lindrer ved mindre brannskader



Skann QR-koden for å se en instruksjonsfilm om Cederroth First Aid & Burn Station.

Cederroth First Aid & Burn Station REF 51011003

Mål: B 29 x H 56 x D 12 cm

- 2 Cederroth 4-in-1 Blodstopper (REF 1910)
- 3 Cederroth 4-in-1 mini Blodstopper (REF 1911)
- 2 (x 2) Cederroth Burn Gel Dressing (REF 901900)
- 1 Cederroth Burn Gel, 100 ml (REF 51011005)
- 1 Cederroth Soft Foam Dispenser inkl. Soft Foam Blue 2 meter x 6 cm (REF 51011011)
- 1 Salvequick Plasterautomat inkl.
 - 1 (x 35) Blue Detectable plaster regulær (REF 51030127) og
 - 1 (x 30) Blue Detectable plaster regulær/fingertupp (REF 51030126)
- 1 (x 20) Salvequick Sårvaske (REF 323700)
- 1 Pustemaske (REF 1921)
- 1 Eske Burn Cover hydrogelplaster (REF 901903)
- 1 Førstehjelpsinstruksjon
- 1 Nøkkel



CEDERROTH First Aid Burn Kit

Et mobilt Førstehjelpssett for håndtering av brannskader.

- Burn Gel-produktene gir rask avkjøling og effektiv smertelindring
- Leveres med brannskadekompresser i 3 forskjellige størrelser
- Passer for arbeidsplasser med høy risiko for brannskader



Cederroth First Aid Burn Kit REF 51011013

Mål: B 31 x H 25 x D 8 cm

- 1 Burn Gel 100ml (REF 51011005)
- 1 Burn Gel Dressing/Face Mask 30x40 cm (REF 51011014)
- 4 Burn Gel Dressing 10x10 cm (REF 901900)
- 2 Burn Gel Dressing 20x20 cm (REF 51011015)
- 1 Cederroth Blodstopper 4-in-1 (REF 1910)
- 1 Nettbandasje
- 6 Elastisk fikseringsbandasje 6 cm x 8 m
- 2 par Hansker
- 1 Saks (REF 270002)
- 1 Førstehjelpsinstruksjoner
- 1 Brannskadeinstruksjoner

Tilbehør: Veggholder (REF 190400)



På vaskerommet og ved oppvaskmaskinen



CEDERROTH Øyedusjstasjon

Bufret væske øker sannsynligheten til å redde øynene!

Cederroth Øyedusj virker for å nøytralisere øyets pH-verdi, dvs den har en nøytraliserende effekt på sprut av alkalier og syrer hvilket gir bedre resultat enn med vanlig koksaltløsning.*

- Har det skjedd en ulykke med kalsiumholdige stoffer (f.eks. sement, betong eller kalk) kan man trygt skylle med Cederroth Øyedusj ettersom den er 100% fosfatfri
- Innebygd øyekopp leder væsken mot øyet uten unødvendig søl
- Flaskene åpnes automatisk når den vris ut av holderen og skyllingen kan starte øyeblikkelig!
- **Holdbarhetstid** på hele 4,5 år



Skan QR-koden for å se en instruksjonsfilm om Cederroth øyedusj.



Nøytrali-
serende
effekt#



Cederroth Øyedusjstasjon REF 721500

Mål: B 29 x H 56 x D 12 cm

- 2 Cederroth Øyedusjflasker à 500 ml (REF 725200)
- 1 Salvequick Plasterautomat inkl.
- 1 (x 45) Plastplaster (REF 6036)
- 1 (x 40) Textilplaster (REF 6444)
- 1 Øyedusjinstruksjon
- 1 Refillnøkkel



Generelt er effekten sterkere på alkalier enn på syrer.

CEDERROTH Øyedusj



Cederroth Eye Wash Cabinet REF 51011040

Et kompakt øyedusjskap som beskytter mot støv og vann.

Inneholder: 2 x 500 ml Cederroth Øyedusj (REF 725200),
1 Øyedusjinstruksjon.
Mål: B 19 x H 30 x D 9cm.



Cederroth Øyedusj REF 725200

2 stk (x 500 ml) steril bufret isoton saltløsning uten konserveringsmidler, for engangsbruk.

Holdbarhet 4,5 år.



Cederroth Øyedusj i bærbar koffert, REF 51011042

Inneholder 5 stk. (x 500 ml) Øyedusjflasker. Kofferten kan monteres på veggen med hjelp av veggholder. (REF 51011041)
Mål: B 43 x H 32 x D 10 cm.

Tilbehør: Veggholder
Øyedusjkoffert REF 51011041



Cederroth Øyedusj i lommeformat, REF 7221

235 ml steril, bufret isoton saltløsning uten konserveringsmiddel for engangsbruk.
Holdbarhet 4,5 år.

Cederroth Belteveske REF 720300

Veske i grønn nylon med belteholder til Cederroth Øyedusj i lommemodell.

* Plasten i Cederroth Førstehjelpsstasjoner og Dispensere vil fra sommeren 2025 være produsert av >92% gjenvunnet plast.

* Plasten i Cederroth Eye Wash Station vil fra sommeren 2025 være produsert av >87% gjenvunnet plast og Eye Was Cabinet av >78% gjenvunnet plast.



Mobile førstehjelpsenheter

CEDERROTH

First Aid Kit Large & Medium

Med First Aid Kit Large har du alltid et lite akuttmottak for hånden.

- Produktene er enkelt utformet og utstyrt med tydelige instruksjoner, noe som sikrer at hvem som helst skal kunne gi førstehjelp, overalt
- Godt supplement til en veggmonterte Cederroth Førstehjelpstasjon for virksomheter der mange medarbeidere er på farten. Da kan det være nødvendig med et bærbart førstehjelpskit ved f.eks. uteaktiviteter og utflukter
- Transparente plastlommer for tydelig oversikt



Bildet viser First Aid Kit Large

First Aid Kit Large

REF 390102

Mått: B 31 x H 25 x D 8cm

- 3 Cederroth 4-in-1 Blodstoppare (REF 1910)
- 2 Cederroth 4-in-1 Mini Blodstopper (REF 1911)
- 2 Metalliserte kompresser 20 x 40 cm (REF 1893)
- 1 Nettbandasje (REF 1893)
- 1 Cederroth Burn Gel Dressing (REF 901900)
- 20 Salvequick Plaster (REF 510005534)
- 1 Soft Foam Bandage 6 x 40 cm (REF 51011023)
- 10 Salvequick Sårvaske (REF 510005534)
- 2 Elastiske gasbind 8 cm x 4 m (REF 1882)
- 1 Trekanttørkle (REF 1889)
- 1 Pustemaske (REF 2596)
- 2 par Hansker (REF 2596)
- 2 Safety Hand Cleanser (REF 2596)
- 1 Redningsteppe med varmereflekterende aluminiumsside (REF 1892)
- 1 Saks (REF 270002)
- 1 Førstehjelpsinstruksjon
- 1 Innholdsfortegnelse

First Aid Kit Medium

REF 390101

Mått: B 23 x H 19 x D 8cm

- 1 Cederroth 4-in-1 Blodstopper (REF 1910)
- 1 Cederroth 4-in-1 Mini Blodstopper (REF 1911)
- 1 Cederroth Burn Gel Dressing (REF 901900)
- 10 Salvequick Plaster (REF 510005534)
- 4 Salvequick Big Plasters (REF 510005534)
- 6 Salvequick Sårvaske (REF 510005534)
- 1 Elastiske bind 8 cm x 4 m (REF 1882)
- 1 Pustemaske (REF 2596)
- 2 par Hansker (REF 2596)
- 2 Safety Hand Cleanser (REF 2596)
- 1 Redningsteppe med varmereflekterende aluminiumsside (REF 1892)
- 1 Saks (REF 270002)
- 1 Førstehjelpsinstruksjon
- 1 Innholdsfortegnelse

Artikler for påfylling



Cederroth Soft Foam Bandage Beige, 6 cm x 2 m REF 51011019

Limfritt, selvheftende plaster som lett kan rives av etter ønsket størrelse. Passer på alle typer sår uavhengig av varme, kulde – vått eller tørt, og den blir sittende på også i vann. Refill til Førstehjelpsstasjonen. Refill til First Aid Station.



Cederroth Soft Foam Bandage Blue 6 cm x 2 m, REF 51011011

Limfritt, selvheftende plaster som lett kan rives av etter ønsket størrelse. Passer på alle typer sår uavhengig av varme, kulde – vått eller tørt, og den blir sittende på også i vann. Refill til First Aid & Burn Station.



Cederroth Soft Foam Bandage Beige 3 cm x 4,5 m, REF 51011018

Det er et selvheftende limfritt plaster og kleber seg ikke til hud eller hår. Tilpasset for fingre eller tær. Lett å vikle rundt små hender eller når du har et mindre sår. Refill til Soft Foam Bandage 2-in-1 Dispenser.



Cederroth Soft Foam Bandage Beige 6 cm x 4,5 m, REF 51011020

Limfritt, selvheftende plaster som lett kan rives av etter ønsket størrelse. Passer på alle typer sår uavhengig av varme, kulde – vått eller tørt, og den blir sittende på også i vann. Refill til Førstehjelpsstasjonen. Refill til Wound Care Dispenser og Soft Foam Bandage 2-in-1 Dispenser.



Cederroth 4-in-1 Mini Blodstopper REF 1911

Steril universalforbinding som er spesielt egnet for fingre og tær. Tydelige instruksjoner er trykt direkte på forpakningen. Tydlige instruksjoner er trykket på forpakningen.



Cederroth 4-in-1 Blodstopper REF 1910

Steril universalforbinding med fire funksjoner: Kompress for kraftige blødninger. Sårbandasje for overflatesår. Kompress for brannskader takket være kompressens sårvennlige overflate. Midlertidig støttebandasje. Tydelige instruksjoner er trykt direkte på forpakningen.



Cederroth Burn Gel Dressing 10x10 cm, REF 901900

Gir rask avkjøling og effektiv smertelindring ved brannsår og solforbrenninger. Gir raskere healing. Cederroth Burn Gel kjøler like effektivt som lunken vann.



Cederroth Burn Cover REF 901903

Blått Hydrogelplaster beskytter og lindrer ved mindre brannskader. Burn Cover egner seg også til mindre kuttskader og skrubbsår. Vanntetts og sterile.



Cederroth Burn Gel 100ml REF 51011005

Vannbasert gel for mindre brannskader, skåldinger og solskader. Fungerer som en midlertidig beskyttende barriere som kjøler og lindrer huden, og dermed reduserer smerten. Enkel å påføre, kan brukes flere ganger.



Cederroth Beskyttelsespakke REF 2596

Reduserer risikoen for kontakt mellom hjelper og den skadde. Inneholder pustemaske med tilbakeslagsventil, 2 par hansker og 2 stk Cederroth Safety Hand Cleanser.



Cederroth Eye & Wound Cleansing Spray, REF 726000

150 ml steril koksaltløsning for å rengjøre og skylle bort støv og smuss fra øyne og sår. Sprayen kan brukes flere ganger og er steril til siste dråpe. Holdbar i 5 år.



Salvequick Sårvask 40 stk REF 3227

Salvequick sårvask erstatter bomull og sårvask på flaske. Innhold: 40 stk. Salvequick våtservietter med 0,9% koksaltløsning. Passer i Cederroth Wound Care Dispenser.



Salvequick Sårvask 20 stk REF 323700

Salvequick sårvask erstatter bomull og sårvask på flaske. Innhold: 20 stk. Salvequick våtservietter med 0,9% koksaltløsning. Individuelt pakket. Passer i førstehjelpsstasjonen.



Cederroth Redningsteppe REF 1892

Teppe med varmereflekterende aluminiums-side som beskytter ved nedkjøling.



Salvequick Instant Cold Pack REF 219600

Kjølepose for å lindre smerte og minimere opphovning ved f.eks. forstuing.

Supplier med!



Refillpakke Til Cederroth First Aid Station REF 51011039

2 Cederroth 4-in-1 Blodstopper (REF 1910)
3 Cederroth 4-in-1 mini Blodstopper (REF 1911)
1 boks (2) Cederroth Burn Gel Kompress (REF 901900)
1 Eye & Wound Cleansing Spray (REF 726000)

1 Cederroth Soft Foam Bandage Beige 6cmx2m (REF 51011019)
1 Cederroth Beskyttelsespakke (REF 2596)
1 (x 20) Salvequick Sårvask (REF 323700)
1 (x 45) Salvequick Plastplaster (REF 6036)
1 (x 40) Salvequick Tekstilplaster (REF 6444)
1 Refillnøkkel


For små rom



CEDERROTH Plasterautomat

I Salvequick Plasterautomat trekkes plasteret nedover. På denne måten unngår man å tilsmusse eller søle blod på de andre plastrene.

Salvequick Plasterautomater og plaster er et komplett og brukervennlig system. Plastrene finnes alltid på plass, klare til bruk. Refillene er låst fast for å hindre svinn.



Salvequick Plasterautomat Plast og Tekstilplaster

REF 490700

Mål: B 23 x H 12 x D 5,5cm

I (x 40) Salvequick Tekstilplaster (REF 6444)

I (x 45) Salvequick Plastplaster (REF 6036)

I Nøkkel



Salvequick Plastplaster REF 6036

Hver refill inneholder 45 plaster (27 stk 72 x 19 mm og 18 stk 72 x 25 mm). 6 refiller/eske.



Salvequick Tekstilplaster REF 6444

Hver refill inneholder 40 plaster (24 stk 72 x 19 mm og 16 stk 72 x 25 mm). 6 refiller/eske.



Salvequick Blue Detectable REF 51030127

Ekstra myke, føyelige og vanntette. Detektbare i de fleste metalldetektorer som brukes i næringsmiddelindustrien. Hver refill inneholder 35 plaster (21 stk 72 x 19 mm og 14 stk 72 x 25 mm). 6 refiller/eske.



Salvequick Blue Detectable Normal/Fingertupp REF 51030126

Ekstra myke, føyelige og vanntette. Detektbare i de fleste metalldetektorer som brukes i næringsmiddelindustrien. Hver refill inneholder 30 plaster (15 stk 66 x 39 (22) mm og 15 stk 72 x 19 mm). 6 refiller/eske.



Salvequick Sensitiv plaster Non-woven REF 6943

For sensitiv hud. Hver refill inneholder 43 plaster (27 stk. 72 x 19 mm og 16 stk 72 x 25 mm). 6 refiller/eske.



Gjenvunnet plast får nytt liv i Førstehjelpsprodukter

*Siden 2022 har den grønne plasten i Cederroth stasjoner og dispensere bestått av 85 % gjenvunnet plast. Nå tar vi neste steg og bytter ut plasten i de transparente lokene til 100 % gjenvunnet plast. Fra sommeren 2025 vil dermed plasten i Cederroth Førstehjelpsstasjoner og dispensere til og bestå av >92 % gjenvunnet plast. Ved å bruke resirkulert plast reduseres klimabelastningen sammenlignet med å bruke nyprodusert plast. Les mer om vår holdbarhetsreise på cederroth.com/no

Forhandler: