



FØRSTEHJÆLP
**Offentlige
miljøer**



På hver afdeling

CEDERROTH First Aid Station

Førstehjælpsudstyrets base.

Den indeholder produkter til at håndtere flere typer skader og kan også nemt tilpasses forskellige behov for pleje.

- Overskuelig
- Let at anvende
- Enkel at fylde på

Soft Foam Dispenser

Cederroth Soft Foam Bandage Beige er et elastisk selvklebende plaster til maksimal bevægelighed.



Scan QR-koden for at se instruktionsfilmen om Cederroth Førstehjælpsstation.



Cederroth First Aid Station

REF 51011026

Mål: B 29 x H 56 x D 12 cm

- 2 Cederroth 4-in-1 Blodstopper (REF 1910)
- 3 Cederroth 4-in-1 mini Blodstopper (REF 1911)
- 1 (x2) Cederroth Burn Gel Dressing (REF 901900)
- 1 Cederroth Eye & Wound Cleansing spray, 150 ml (REF 726000)
- 1 Cederroth Soft Foam Dispenser inkl. Soft Foam Beige, 2 m x 6 cm (REF 51011019)
- 1 Salvequick Plasterdispenser inkl.
 - 1 (x 45) Salvequick Plasterplaster (REF 6036)
 - 1 (x 40) Salvequick Tekstilplaster (REF 6444)
- 1 (x20) Salvequick Sårrens (REF 323700)
- 1 Cederroth Beskyttelsespakke (REF 2596)
- 1 Førstehjælpsinstruktion
- 1 Refillnøgle



Skoler og kontorer

At arbejde i et kontormiljø er ikke helt sikkert og uden risici. At glide og snuble er almindelige kontorulykker på grund af glatte gulve, genstande der ligger på gulvet, eller når det er isglat udenfor. I skolen er risiciene højere i sløjd-, hjemkundskabs-, kemi- eller idrætstimerne. Ved vurdering af behovet for førstehjælpsudstyr skal antallet af elever og typen af uddannelse tages i betragtning. Retningsskilte til Førstehjælpsstationer er også vigtige.

Skarpe værktøjer og at skære sig på papir

Kontorarbejde omfatter ofte brug af skarpe knive, sakse, skæremaskiner, laminatorer osv., og derfor er det godt at have forskellige typer plastre og bandager ved hånden.

Brandskader

Varmt vand og varm mad i køkkener og i hjemkundskabstimer er ensbetydende med meget varme overflader

Kemikalier

Der anvendes ofte kemikalier på kontorer og skoler, selv om det kan lyde lidt overraskende. Det kan være i skolekøkkener eller i kemitimer eller anden praktisk undervisning. Rengørings- og vedligeholdelsesarbejde omfatter brug af stærkt ætsende rengøringsmidler til køkkener, opvaskemaskiner, ovne og toiletter. Hvis disse stoffer giver stænk i øjnene, er det ekstremt vigtigt at skylle omgående..

Børn, der leger i skolegården eller i naturen

Børn, der leger i skolegården eller i naturen, kommer ofte til skade. Dette kan omfatte snitsår eller et skrubbet knæ, en forstuvet ankel eller brandskader.



Scan QR-koden for at læse mere om de forskellige brancher.

CEDERROTH Skilte

Redningsskilte bør sættes op for at vise hvor Førstehjælpeudstyret er placeret.

- Dobbelsidig • Selvlysende • 20 x 20 cm



Førstehjælpskors
REF 1738



Retningspil
REF 1735



Øjens skyl
REF 1740

Skilteholdere
REF 1750

Selvklebende skilteholdere i plast til montering som flagskilt.



CEDERROTH Soft Foam Bandage 2-in-1 Dispenser

Nyhed!

Nu med to ruller i to størrelser.

- To størrelser til fleksibel sårpleje (6 cm x 4,5 m og 3 cm x 4,5 m)
- Nem at betjene
- Integreret skærekniv
- Let at se, hvornår der er brug for genopfyldning
- Låst dispenser, der nemt åbnes med en refillnøgle



Cederroth Soft Foam Bandage 2-in-1 Dispenser
REF 510004108

Mål: B 14 x H 12 x D 14 cm

I Cederroth Soft Foam Bandage Blue 6 cm x 4,5 m (REF 51011010)
I Cederroth Soft Foam Bandage Blue 3 cm x 4,5 m (REF 51011022)

Erstatter REF 51011024.



reddot winner 2025
innovative design



Cederroth Soft Foam Bandage Blue
6 cm x 4,5 m, REF 51011010

Passer til alle mindre sår. Findes også i beige og sort.



Cederroth Soft Foam Bandage Blue
3 cm x 4,5 m, REF 51011022

Passer perfekt til fingre eller tæer. Let at vikle omkring små hænder, eller når du har et mindre sår. Findes også i beige.

CEDERROTH Wound Care Dispenser

- Det meste, du behøver til at klare mindre sårskader, i én praktisk dispenser
- Smart supplement til det øvrige udstyr til førstehjælp



Cederroth Wound Care Dispenser
REF 51011006

Mål: L 30 x H 19 x D 14cm

I (x 40) Salvequick Sårrens (REF 3227)
I Cederroth Soft Foam Bandage Blue, 4,5 m (REF 51011010)
I (x 40) Salvequick Tekstilplaster (REF 6444)
I (x 45) Salvequick Plastplaster (REF 6036)
I (x 21) Salvequick XL Tekstilplaster (REF 6470)
I Refillnøgle



Sårrens
40 stk.

**Integreret Soft
Foam Dispenser**
4,5 meters rulle

3 plasterrefiller
Rækker længere

I køkkenet

CEDERROTH First Aid Burn Station

Førstehjælpsstation til arbejdspladser med risiko for forbrændinger og/eller som håndterer fødevarer, for eksempel storkøkkener.

Cederroth Burn Gel

Giver hurtig afkøling og effektiv smertelindring ved forbrændinger

Soft Foam Bandage

Elastisk, selvklæbende plaster, som giver maksimal bevægelighed

Cederroth Burn Cover

Beskytter og lindrer ved mindre forbrændinger



Scan QR-koden for at se instruktionsfilmen om Cederroth First Aid & Burn Station.

Cederroth First Aid & Burn Station REF 51011003

Mål: B 29 x H 56 x D 12 cm

- 2 Cederroth 4-in-1 Blodstoppere (REF 1910)
- 3 Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppere (REF 1911)
- 2 (x 2) Cederroth Burn Gel Dressing (REF 901900)
- 1 Cederroth Burn Gel 100 ml (REF 51011005)
- 1 Cederroth Soft Foam Dispenser inkl.
Soft Foam Blue, 2 m x 6 cm (REF 51011011)
- 1 Salvequick Plasterdispenser inkl.
35 Blue Detectable Plaster (REF 51030127)
30 Blue Detectable Plaster regular/fingerspids (REF 51030126)
- 1 (x 20) Salvequick Sårrens (REF 323700)
- 1 Åndedrætsmaske (REF 1921)
- 1 Cederroth Burn Cover (REF 901903)
- 1 Førstehjælpsinstruktion
- 1 Refillnøgle



CEDERROTH First Aid Burn Kit

Et mobilt Førstehjælpskit til at pleje forbrændinger.

- Burn Gel produkterne giver køling og smertelindring ved første- og andengradsforbrændinger
- Forbrændingskompresser i 3 forskellige størrelser, inklusive et stort kompres/ansigtsmaske
- Passer til arbejdspladser med stor risiko for forbrændinger, som arbejder med åben ild, flammer, varme overflader, damp, varme væsker og ovne



Cederroth First Aid Burn Kit

REF 51011013

Mål: L 31 x H 25 x D 8 cm

- 1 Burn Gel 100 ml (REF 51011005)
- 1 Burn Gel Dressing/Face Mask 30 x 40 cm (REF 51011014)
- 2 Burn Gel Dressing 20 x 20 cm (REF 51011015)
- 4 Burn Gel Dressing 10 x 10 cm (REF 901900)
- 1 Cederroth 4-in-1 Blodstoppere (REF 1910)
- 1 Fæste
- 6 Elastiske Fikseringsbånd
- 2 Par handsker
- 1 Saks (REF 270002)
- 1 Førstehjælps- og forbrændingsinstruktioner

Tilbehør: Vægholder (REF 190400)



Ved skranken og i kemikalierum



CEDERROTH Eye Wash Station

Bufret væske øger chancerne for at redde øjnene!

Cederroth Øjens skyl virker ved at neutralisere øjets pH-værdi, dvs. den har en neutraliserende virkning på stænk fra alkalier og syrer, hvilket virker hurtigere end almindelig saltvandsopløsning.*

- Er der sket en ulykke med kalkholdige stoffer (cement, beton eller kalk), kan man roligt skylle med Cederroth Øjens skyl, eftersom den er 100 % fosfatfri
- Indbygget øjenkop leder væsken ind mod øjeæblet uden unødvendigt spild. Øjenkoppen hjælper med til at holde øjet åbent ved skylningen
- Flaskerne åbnes automatisk når de vrides ud af holderne, og skylning kan påbegyndes øjeblikkeligt.
- Holdbarhedstid på hele 4,5 år



Scan QR-koden for at se
instruktionsfilmen om
Cederroth Øjens skylstation.



Neutrali-
serende
virkning*



Cederroth Eye Wash Station REF 721500

Mål: B 29 x H 56 x D 12 cm

2 Cederroth Øjens skyl á 500 ml (REF 725200)
1 Salvequick Plasterdispenser inkl.
1 (x 45) Salvequick Plasterplastre (REF 6036)
1 (x 40) Salvequick Tekstilplastre (REF 6444)
1 Øjens skylinstruktion
1 Refillnøgle



* Virkningen er generelt stærkere for alkalier end for syrer.

CEDERROTH Øjens skyl



Cederroth Eye Wash Cabinet REF 51011040

Et kompakt Øjens skyleskab, som beskytter mod støv og vand.

Indhold: 2 (x 500 ml) Cederroth Øjens skyl (REF 725200). Et selv-lysende instruktionsskilt medfølger.
Mål: B 19 x H 30 x D 9 cm.



Cederroth Øjens skyl REF 725200

2 x 500 ml steril bufret isoton saltvandsopløsning uden konserveringsmiddel til engangsbrug.

Holdbarhedstid 4,5 år.



Cederroth Øjens skylvæske (5x 500 ml), REF 51011042

Indeholder 5 flasker (x 500 ml) Øjens skyl. Tasken kan sættes op på væggen ved hjælp af vægholdere ((REF 51011041)).
Mål: B 43 x H 32 x D 10 cm.

Tilbehør: Vægholder til Cederroth Øjens skyl REF 51011041



Cederroth Øjens skyl i lommeformat, REF 7221

235 ml steril bufret isoton 0,9% saltvandsopløsning uden konserveringsmiddel til engangsbrug.
Holdbarhedstid 4,5 år.

Hylster REF 720300

Hylster i grøn nylon med bælteholder til Cederroth Øjens skyl i lommeformat.

* Plaster i Cederroth Eye Wash Station er fra sommeren 2025 fremstillet af >87% genbrugsplast og Eye Wash Cabinet af >78% genbrugsplast.



Førstehjælp på vej

CEDERROTH First Aid Kit Large & Medium

Med First Aid Kit Large har du altid en lille skadestue lige ved hånden.

- Produkterne er enkelt udformede og udstyret med tydelige instrukser, hvilket sikrer, at enhver kan give førstehjælp, overalt
- Tasken er et godt supplement til den vægmonterede Cederroth Førstehjælpsstation til virksomheder, hvor mange mennesker er i bevægelse
- Gennemsigtige plastlommer, som giver et tydeligt overblik



Billedet viser First Aid Kit Large

First Aid Kit Large **REF 390102** **Mål: B 31 x H 25 x D 8 cm**

- 3 Cederroth 4-in-1 Blodstopper (REF 1910)
- 2 Cederroth 4-in-1 mini Blodstopper (REF 1911)
- 2 Metalliserede dressing 20 x 40 cm (REF 1893)
- 1 Festenet (REF 1893)
- 1 Cederroth Burn Gel Dressing (REF 901900)
- 20 Salvequick Plastre (REF 510005534)
- 1 Soft Foam Bandage 6 x 40 cm (REF 51011023)
- 10 Salvequick Sårrens (REF 510005534)
- 2 Elastiske bandager 8 cm x 4 m (REF 1882)
- 1 Mitellaer (REF 1889)
- 1 Åndedrætsmaske (REF 2596)
- 2 par Handsker (REF 2596)
- 2 Safety Hand Cleanser (REF 2596)
- 1 Redningstæppe (REF 1892)
- 1 Saks (REF 270002)
- 1 Førstehjælpsinstruktion
- 1 Indholdsfortegnelse Liste

First Aid Kit Medium **REF 390101** **Mål: B 23 x H 19 x D 8 cm**

- 1 Cederroth 4-in-1 Blodstopper (REF 1910)
- 1 Cederroth 4-in-1 mini Blodstopper (REF 1911)
- 1 Cederroth Burn Gel Dressing (REF 901900)
- 10 Salvequick Plastre (REF 510005534)
- 4 Salvequick Big Plasters (REF 510005534)
- 6 Salvequick Sårrens (REF 510005534)
- 1 Elastiske bandager 8 cm x 4 m (REF 1882)
- 1 Åndedrætsmaske (REF 2596)
- 2 par Handsker (REF 2596)
- 2 Safety Hand Cleanser (REF 2596)
- 1 Redningstæppe (REF 1892)
- 1 Saks (REF 270002)
- 1 Førstehjælpsinstruktion
- 1 Indholdsfortegnelse Liste

Artikler til påfyldning



Cederroth Soft Foam Bandage Beige 6 cm x 2 m, REF 51011019

Selvklebende limfrit plaster. Forbindingen passer på alle typer små sår, uanset om det er varmt, koldt, vådt eller tørt, og den bliver også siddende på i vand. Refill til Cederroth First Aid Station.



Cederroth Soft Foam Bandage Blue 6 cm x 2 m, REF 51011011

Selvklebende limfrit plaster. Forbindingen passer på alle typer små sår, uanset om det er varmt, koldt, vådt eller tørt, og den bliver også siddende på i vand. Refill til Cederroth First Aid & Burn Station.



Cederroth Soft Foam Bandage Beige 3 cm x 4,5 m, REF 51011018

Et selvklebende limfrit plaster, som ikke klæber fast på huden eller i håret. Passer perfekt til fingre eller tæer. Let at vikle omkring små hænder, eller når du har et mindre sår. Refill til Soft Foam Bandage 2-in-1 Dispenser.



Cederroth Soft Foam Bandage Beige 6 cm x 4,5 m, REF 51011020

Limfrit, selvklebende plaster, der nemt kan rives af til den ønskede størrelse. Velegnet til alle mindre sår og bliver siddende, uanset om det er varmt, koldt, vådt eller tørt. Refill til Wound Care Dispenser og Soft Foam Bandage 2-in-1 Dispenser.



Cederroth 4-in-1 Mini Blodstopper REF 1911

Steril universalbandage særligt velegnet til fingre og tæer. Tydelige instrukser er trykt direkte på emballagen.



Cederroth 4-in-1 Blodstopper REF 1910

Steril universalforbinding med fire funktioner: Trykforbinding til kraftige blødninger. Dækforbinding til overfladiske sår. Brandsårforbinding gennem kompressets sårvenlige overfladelag. Midlertidig støttebandage. Tydelige instrukser er trykt direkte på emballagen.



Cederroth Burn Gel Dressing 10x10 cm, REF 901900

Giver hurtig afkøling og effektiv smertelindring ved forbrænding og solskoldning. Cederroth Burn Gel køler lige så effektivt som lunkent vand og fremmer dermed helingsprocessen.



Cederroth Burn Cover REF 901903

Hydrogelplaster, som beskytter og lindrer ved mindre forbrændinger. Burn Cover er farvet blå og dermed velegnet til at bruge, når Levnedsmidler håndteres. Sårdynen består af hydrogel, som ikke hænger fast i sår. Vandtæt og steril.



Cederroth Burn Gel 100ml REF 51011005

Vandbaseret gel til mindre forbrændinger, skoldninger, solskoldninger og stråleskader. Fungerer som en midlertidigt beskyttende barriere, som afkøler og beroliger huden, så smerterne mindskes. Må gerne anvendes flere gange.



Cederroth Beskyttelsespakke REF 2596

Risikoen for berøring mellem hjælperen og den tilskadekomne mindskes. Indeholder åndedrætsmaske med kontraventil, 2 par handsker og 2 stk Cederroth Safety Hand Cleanser.



Cederroth Eye & Wound Cleansing Spray, REF 726000

Spray til at rengøre og bortskylle støv og snavs fra øjne og sår. Sprayen kan anvendes flere gange og er steril til sidste dråbe. Indeholder 150 ml steril saltvandsopløsning. Holdbarhedstid 5 år.



Salvequick Sårrens 40 st REF 3227

Salvequick Sårrens erstatter bomuld og sårrensløsning på flaske. Indhold: 40 stk. Salvequick vådservietter med 0,9 % saltvandsopløsning. Pakket enkeltvist. Passer til Cederroth Wound Care Dispenser.



Salvequick Sårrens 20 st REF 323700

Salvequick Sårrens erstatter bomuld og sårrensløsning på flaske. Indhold: 20 stk. Salvequick vådservietter med 0,9 % saltvandsopløsning. Pakket enkeltvist. Passer til Førstehjælpsstationen.



Cederroth redningstæppe REF 1892

Tæppe med varmereflekterende aluminiumsside, som beskytter ved nedkøling.



Salvequick Instant Cold Pack REF 219600

Kølepøse til at lindre smerter og minimere hævelser, fx ved forstuvning.

Supplier med!



Cederroth refillpakke til førstehjælpsstation, REF 51011039

- | | |
|---|--|
| 2 Cederroth 4-in-1 Blodstopper (REF 1910) | 1 Cederroth Beskyttelsespakke (REF 2596) |
| 3 Cederroth 4-in-1 mini Blodstopper (REF 1911) | 1 (x 20) Salvequick Sårrens (REF 323700) |
| 1 (x 2) Cederroth Burn Gel Kompress (REF 901900) | 1 (x 45) Salvequick Plastplaster (REF 6036) |
| 1 Eye & Wound Cleansing Spray (REF 726000) | 1 (x 40) Salvequick Textilplaster (REF 6444) |
| 1 Cederroth Soft Foam Bandage Beige 6 cm x 2 m (REF 51011019) | 1 Refillnøgle |


Til små rum



CEDERROTH Plasterdispenser

Plastrene trækkes nedad i Plasterdispenseren. Sådan undgår man at tilsvine eller bløde ned på de andre plastre.

Salvequick Plasterdispensere og plaster er et komplet og brugervenligt system. Plastrene er altid på plads, klar til brug. Refillerne er fastlåste, hvilket forhindrer svind.



Salvequick plasterdispenser plast- og tekstilplastre

REF 490700

Mål: B 23 x H 12 x D 5,5cm

I (x 40) Salvequick Tekstilplaster (REF 6444)

I (x 45) Salvequick Plastplaster (REF 6036)

I Refillnøgle



Salvequick Plastplaster REF 6036

Hver refill indeholder 45 plastre (27 stk. 72 x 19 mm og 18 stk. 72 x 25 mm). 6 refiller/æske.



Salvequick Tekstilplaster REF 6444

Hver refill indeholder 40 plastre (24 stk. 72 x 19 mm og 16 stk. 72 x 25 mm). 6 refiller/æske.



Salvequick Blue Detectable Plaster REF 51030127

Ekstra bløde, fleksible og vandtætte. Detekterbare i de fleste metaldetektorer, som anvendes inden for levedsmiddelindustrien. Hver refill indeholder 35 plastre (21 stk. 72 x 19 mm og 14 stk. 72 x 25 mm). 6 refiller/æske.



Salvequick Blue Detectable Plaster Fingerspids/Regular REF 51030126

Ekstra bløde, fleksible og vandtætte. Detekterbare i de fleste metaldetektorer, som anvendes inden for levedsmiddelindustrien. Hver refill indeholder 30 plastre (15 stk. 66 x 39 (22) mm og 15 stk. 72 x 19 mm). 6 refiller/æske.



Salvequick Sensitive Plaster REF 6943

Til følsom hud. Hver refill indeholder 43 plastre (27 stk. 72 x 19 mm og 16 stk. 72 x 25 mm). 6 refiller/æske.



Genbrugsplast får nyt liv i Førstehjælpsprodukter

*Siden 2022 er den grønne plast i Cederroth Stationer og Dispensere blevet fremstillet af over 85 % genanvendt plast. Nu tager vi næste skridt, og begynder også at skifte de transparente låg til 100% genanvendt plast. Fra sommeren 2025 vil plasten i Cederroth Førstehjælpsstationer og -dispensere dermed være fremstillet af >92 % genanvendt. Anvendning af genbrugsplast reducerer klimaaftrykket sammenlignet med nyt plast. Læs mere om vores bæredygtighedsrejse www.cederroth.com

Forhandlere:



Orkla Wound Care AB (Svetsarvägen 15), Box 1336, SE-171 26 Solna, Sverige
Tel +46 (0)8 590 963 25, firstaid@cederroth.com www.cederroth.com